

東京西部のECMOカーは、納車後も頻繁なアップデートを施しております。
 弊社では、納車後の追加仕様などにも小まめに対応しております。

◆ iPad proを取付



iPadを紹介することでECG波形を、患者室右壁面の大型モニターに映し出せます。

iNTRAXXがあるので、こういった追加仕様は比較的ラクに行えます。



…の筈だったのですが、iPad pro大きくて
 ←既製品のマウントに入らず、改造しました。


◆ 5G伝送装置を追加



車体ルーフ後方に4本あるのが、5G車載モバイルルーター用のアンテナです。

アンテナ感度を減衰することなく、且つ不格好にならないように装着しました。


完成後、病院までの道中、画像送信等を行いながら、走行しましたが、感度良好だったとのこと。



広いECMOカー全体を俯瞰して映し出せる天井カメラ

右後方には旋回型HDカメラ





右壁面LCDタッチスクリーンに映し出します。

中央部：病院側とのビデオ通話が可能

左 下：ECG

中央下：患者室全体俯瞰

右 下：旋回カメラ画像。病院側から操作可能

※このモニターの設定に伴い、iPadは撤去。

◆ 心電図モニターの変更

上記の画像伝送に接続するため、心電図モニターを変更しました。
設置に当たり、心電図モニターの台座を新設定しています。



弊社では、その他救急車のアップデート等も行っております。お困りの際は、相談下さい。

参考事例→ <https://akao-co.com/products/3081/>

AKAO 救急車 相談窓口

株式会社 赤尾・特需部 救急担当
東京都千代田区外神田6-13-13
03-3832-2204